



# MLRP MONOCLE

Løsning ved kikkertsyn



FORSTØRRELSE: 0.5X

ÅBNINGSVINKEL: 54°

KORREKTIONS LIMIT:  
± 8 – 4 DIOPTRIER

VÆGT: 4 GRAM

Personer med indskrænket synsfelt bliver ikke hjulpet ved, at forstørre objektet de kigger på. Hvad de har behov for er et hjælpemiddel, der formindsker objektet, lidt på samme måde som en dørspion gør. Dette medfører at synsfeltet udvides, så der kan kompenseres for patienters indskrænkede synsfelt som f.eks. ved Retinitis Pigmentosa.

ML RP & ML RP Monokel er sådanne synsfelts udvidende løsninger.



## MLRP MONOCLE

Til kikkertsyn og ved behov  
for større overblik

En monokel som giver et større synsfelt.  
Hovedsagelig for at opnå overblik.  
Let at have med i lommen.



# MULTILENS

OPTICAL SOLUTIONS



### > SYSTEMET

ML RP er et omvendt Galilei system med en forstørrelse på 0.5X.

### > ENKEL AT HÅNDTERE

Systemet er meget enkelt at montere i et stel. Det skal benyttes som Bi-system og monteres over eller under den normale synsretning.

### > KORREKTION

Korrektion og et filter kan indslibes i systemet.



## MLRP MONOCLE

### > TILGÆNGELIG NÅR DER OPSTÅR ET BEHOV

ML RP Monokel bæres i snor om halsen eller i lommen. Når man har behov for synsfelts udvidelse, benytter man monoklen og kigger igennem denne. Monoklen gør verden mindre og gør det derfor muligt for patienten at orientere sig på trods af det reducerede synsfelt.

### > ENKEL AT ORDINERE

ML RP Monokel er en standard vare, og den er meget enkel at teste som hjælpemiddel. Patienten bør anvende egne korrigerende briller sammen med monoklen.

### > HØJ INDEKS LINSE

Linsen er produceret i et Høj indeks materiale inkl. Antirefleks. Standardstyrken på linsen er -7, men styrken på ML RP Monokel kan også fremstilles i -8 eller -9.

Er monteret i metalrand

